

# Bananowo - czekoladowa zebra

Budyń przekładany - smak bananowy i czekoladowy.

4 porcje



średni

20 Min.



## Składniki:

### Składniki:

500 ml mleka

1 opak. Budyńni smaku bananowego Dr. Oetkera

2 łyżki cukru

500 ml mleka

1 opak. Budyńni smaku czekoladowego Dr. Oetkera

2 łyżki cukru

## 1 Budyń bananowy:

Z 500 ml zimnego mleka odlej ćwierć szklanki i rozmieszaj w nim zawartość torebki dodając cukier. Pozostałe mleko zagotuj. Do gotującego się mleka wlej rozmieszany proszek z cukrem i ciągle mieszając, zagotuj. Gotowy budyń przelej do dzbanka z dziubkiem.

## 2 Budyń czekoladowy:

Z 500 ml zimnego mleka odlej ćwierć szklanki i rozmieszaj w nim zawartość torebki dodając cukier. Pozostałe mleko zagotuj. Do gotującego się mleka wlej rozmieszany proszek z cukrem i ciągle mieszając, zagotuj. Gotowy budyń przelej do dzbanka z dziubkiem.

## 3 Dekorowanie:

Budynie nalewaj do szklanek warstwami na przemian. Czynność powtarzaj, aż do wyczerpania składników.